




VET LIFT EDELSTAHL

Veterinär OP- und Behandlungstisch

- Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl
- Elektrochemisch polierte Oberfläche
 - > Hohe Korrosionsbeständigkeit
 - > Glatte und glänzende Oberfläche
 - > Optimales Reinigungsverhalten
 - > Stark verminderte Belagsneigung
 - > Metallische Reinheit und chemische Passivität
- Elektrisch (230V) oder akku-betrieben höhenverstellbar mittels Fußschalter von 31 – 101 cm
- Gestell von größter Stabilität
- Platte (wahlweise aus Edelstahl oder Kunststoff) mit Rand und Abfluß (130 x 60 cm), 14 Ausbindehaken
- Wahlweise feststehend mit einseitig eingebauten Rollen (erlauben leichtes Verschieben des Tisches durch Anheben auf der gegenüberliegenden Seite) oder fahrbar mit arretierbaren Doppelrollen
- Stufenlos einstellbarer Kippwinkel der Arbeitsplatte (bis 11°) komfortable Einhandbedienung unterstützt durch Gasdruckfeder



VET LIFT Edelstahl

feststehend mit einseitig eingebauten Rollen



Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	659.605
kippbare Edelstahlplatte	659.606
fixe Kunststoffplatte	659.615
kippbare Kunststoffplatte	659.616

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	679.605
kippbare Edelstahlplatte	679.606
fixe Kunststoffplatte	679.615
kippbare Kunststoffplatte	679.616

VET LIFT Edelstahl

fahrbar mit arretierbaren Doppelrollen



Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	659.601
kippbare Edelstahlplatte	659.602
fixe Kunststoffplatte	659.611
kippbare Kunststoffplatte	659.612

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	679.601
kippbare Edelstahlplatte	679.602
fixe Kunststoffplatte	679.611
kippbare Kunststoffplatte	679.612