



TREND V-TOP

Veterinär OP- und Behandlungstisch

- Gefertigt aus hochwertigem Stahl und Aluminium
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Elektrisch (230V) höhenverstellbar mittels Fußschalter von 72 – 102 cm
- Beidseitig bedienbar mittels Fußschalter
- Gestell von größter Stabilität
- Abnehmbare Edelstahlplatten (Gesamtgröße 143x50 cm)
- Einseitig eingebauten Rollen (erlauben leichtes Verschieben des Tisches durch Anheben auf der gegenüberliegenden Seite)
- Stufenlos einstellbarer Kippwinkel der Arbeitsplatte (bis 45°) komfortable Einhandbedienung unterstützt durch Gasdruckfeder
- Stufenlos einstellbares V-TOP (bis 90°) komfortable Einhandbedienung unterstützt durch drucklose Gasdruckfedern
- Inklusive Ablaufrinne und Auffangschale (ausziehbar)
- Inklusive Schienen (längs) und 4 Fixierblöcke
- Gehäuse erhältlich in fünf verschiedenen Farben



TREND V-TOP

fahrbar mit einseitig fahrbaren Rollen



Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.	Farbcode (Gehäuse)
kippbare Edelstahlplatte	754. 531	. xxxx

Farbpalette



rot-violett (Nr. **4002**)



narzissengelb (Nr. **1007**)



lichtgrün (Nr. **6027**)



signalblau (Nr. **5005**)



lichtgrau (Nr. **7035**)



Elektr. Anschluß: 230V 50Hz 0,63A

Hebevermögen: 120 kg