



AERON

OP-Tisch für C-Bogen Anwendung

- Elektrisch Höhenverstellbar von 80 - 110 cm
- Longitudinal 15° elektrisch kippbar
- Lateral 20° elektrisch kippbar
- Röntgendurchlässige Platte (Genaue Fläche abhängig von gewählter Variante)
- Geeignet für Arthroskopie bei Kleintieren (Umfangreiches Zubehör auf Anfrage)
- Mit Akku oder Netzanschluss
- Fahrbar mit Doppelrollen
- Fixierung auf arretierbaren, rutschfesten Gummifüßen
- Hebevermögen: 120 kg

Grundausrüstung

- OP-Schienen
- 4 Fixierblöcke
- Joystick-Steuerung



Lateral 20° elektrisch kippbar

Version mit V-Top Platte

- Mittig geteilter Rahmen
- Jeweils eine Rahmenhälfte abziehbar

AERON

fahrbar mit beidseitigen Rollen und Feststellung



V-förmige Platte

Variante	Bestell-Nr.
Akku-betrieben	776. 002
Elektrisch mit Netzanschluss	756. 002



Gerade Platte

Variante	Bestell-Nr.
Akku-betrieben	776. 522
Elektrisch mit Netzanschluss	756. 522

Achtung: Rahmen kann bei gerader Platte nicht ausgezogen werden!
Lieferung ohne hier gezeigte Seitenstützen (als Zubehör erhältlich)

Zubehör für AERON

Artikel	Bestell-Nr.
Fixierblock	602. 601
Infusionshalter	602. 602
Verstellbare Seitenstützen (Paar)	602. 604
Narkosebogen	602. 605
Beinstütze mit Fixierklemme	602. 606
Neigbare Edelstahlwanne mit Gitter	602. 607
Schienenverlängerung (200 mm, Paar)	602. 610
Instrumententasse (300 x 200 mm)	602. 611
Armauflagen für Ophtalmologie	602. 614
Plattenverlängerung 500 x 300 mm	602. 615
Plattenverlängerung 300 x 300 mm	602. 616