




VET LIFT

Veterinär OP- und Behandlungstisch

- Hochwertiger Scherenhubtisch mit vielseitiger Einsetzbarkeit in der Veterinärmedizin
- Gestell von größter Stabilität; pulverbeschichtet nach RAL 7035
- Elektrisch, akku-betrieben oder hydraulisch höhenverstellbar mittels Fußschalter von 31 – 101 cm
- Platte (wahlweise aus Edelstahl oder Kunststoff) mit Rand und Abfluß (130 x 60 cm), 14 Ausbindehaken
- Wahlweise feststehend mit 2 einseitig eingebauten Rollen (erlauben leichtes Verschieben des Tisches durch Anheben auf der gegenüberliegenden Seite) oder fahrbar mit 4 arretierbaren Doppelrollen
- Tischplatte wahlweise fix oder kippbar (stufenlos einstellbarer Kippwinkel der Arbeitsplatte (bis 11°) komfortable Einhandbedienung unterstützt durch Gasdruckfeder)



Sonderversion mit eingebauter Waage

- 0-100 kg in 50 g Schritten
- Tierwägefunktion (Mittelwertbildung)
- Batteriebetrieben (Arbeitsdauer 220 Std.)
- Selbstabschaltung nach 3 Minuten
- Lieferung ohne Batterien (6 Stück AA)



Sonderversion mit eingebauter Waage

VET LIFT

feststehend mit einseitig eingebauten Rollen



Hydraulisch höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	769. 605
kippbare Edelstahlplatte	769. 606
fixe Kunststoffplatte	769. 615
kippbare Kunststoffplatte	769. 616

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	759. 605
kippbare Edelstahlplatte	759. 606
fixe Kunststoffplatte	759. 615
kippbare Kunststoffplatte	759. 616

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	779. 605
kippbare Edelstahlplatte	779. 606
fixe Kunststoffplatte	779. 615
kippbare Kunststoffplatte	779. 616

VET LIFT

fahrbar mit arretierbaren Doppelrollen



Hydraulisch höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	769. 601
kippbare Edelstahlplatte	769. 602
fixe Kunststoffplatte	769. 611
kippbare Kunststoffplatte	769. 612

Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	759. 601
kippbare Edelstahlplatte	759. 602
fixe Kunststoffplatte	759. 611
kippbare Kunststoffplatte	759. 612

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	779. 601
kippbare Edelstahlplatte	779. 602
fixe Kunststoffplatte	779. 611
kippbare Kunststoffplatte	779. 612

VET LIFT mit Waage

feststehend mit einseitig eingebauten Rollen



Elektrisch höhenverstellbar (kabelgebunden)

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	759. 607
fixe Kunststoffplatte	759. 617

Akku-betrieben höhenverstellbar

Platte	Bestell-Nr.
fixe Edelstahlplatte	779. 607
fixe Kunststoffplatte	779. 617



Elektr. Anschluß: 230V 50/60Hz 1,5A

Hebevermögen: 120 kg